

## DISCOVERY Comfort Pipetten im kostengünstigen 3er Pack Standard und BIO - der ideale Einstieg als Labor - Erstausrüstung

**50% weniger Pipettierkräfte durch das neue daumenfreundliche Federungssystem**

- komplett autoklavierbar
- höhenverstellbarer Abwerfer passend für alle gängigen Spitzen
- besonders leicht und optimal in der Hand
- **NEU** - Volumenfixierung durch Feststellvorrichtung
- hohe UV-Beständigkeit
- 3 Jahre Garantie



## DISCOVERY Comfort Starter Kits

**STANDARD** Art.-Nr.: 7924 Schaft grau  
Art.-Nr.: 7926 Schaft farbig

mit 3 variablen Volumengrößen

**20** 2 - 20µl

**200** 20 - 200µl

**1000** 100 - 1000µl

**@** Aktionspreis **€295**

**BIO** Art.-Nr.: 7923 Schaft grau  
Art.-Nr.: 7925 Schaft farbig

mit 3 variablen Volumengrößen

**10** 0,5 - 10µl

**100** 10 - 100µl

**1000** 100 - 1000µl

**@** Aktionspreis **€295**

inkl. je 1 Rack Spitzen (10µl) + 200µl + 1200µl + Kalibrierwerkzeug + 3 Pipettenhalter + farbige Identifikationsringe + Bedienungsanleitung

**Tel: (02173) 8905 - 0 Fax: (02173) 8905 - 77**

**oder sales@abimed.de unter Angabe des Codes ABIK15.5**

Aktionspreise gelten nur bis 31. Juli 2010

online-shop [www.abimed.de](http://www.abimed.de)

**ABIMED Antwortfax****DISCOVERY Comfort Starter Kits****Absender/in**

Auftrags-Nr.

Kunden-Nr.

Firma/Institut

Name

Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

eMail

Datum

Unterschrift

**Starter Kit Standard**3 DISCOVERY Comfort Pipetten  
20µl / 200µl / 1000µl**Art.-Nr.:** 7924 Schaft grau @ktionspreis € 295**Art.-Nr.:** 7926 Schaft farbig @ktionspreis € 295**Starter Kit Bio**3 DISCOVERY Comfort Pipetten  
10µl / 100µl / 1000µl**Art.-Nr.:** 7923 Schaft grau @ktionspreis € 295**Art.-Nr.:** 7925 Schaft farbig @ktionspreis € 295**Aktionspreise gelten nur bis 31. Juli 2010****Bestellung**

| Stk | Art.-Nr.      | Bezeichnung                   | Preis € |
|-----|---------------|-------------------------------|---------|
|     | 7924 (grau)   | DISCOVERY Comfort Standard    | 295,-   |
|     | 7926 (farbig) | Starter Kit 20µl/200µl/1000µl |         |
|     | 7923 (grau)   | DISCOVERY Comfort BIO         | 295,-   |
|     | 7925 (farbig) | Starter Kit 10µl/100µl/1000µl |         |

Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Preisstellung: netto, zzgl. MwSt. ab Werk  
Versandkosten 10 €, ab 500 €  
frei Haus

Zahlung: 30 Tage netto

Lieferzeit: ab Lager

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Sie erreichen uns unter

Tel: 02173 / 89 05 - 78 oder 42

eMail: sales@abimed.de

Fax: 02173 / 89 05 - 77

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten.

